

## Test na obecność Helicobacter pylori APTEO



Cena: 15,95 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### O produkcie

W zestawie:

Saszетка z testem, jednorazowy lancet do nakłuwania skóry, jedna fiolka z roztworem testującym, jedna pipetka, instrukcja użytkowania.

Działanie Apteo Care Test na obecność Helicobacter Pylori:

Test na obecność Helicobacter Pylori Apteo Care polecany jest do stosowania pomocniczo w diagnozowaniu zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Mechanizm działania testu polega na unieruchomieniu w obszarze testowym antygeny rekombinowanego Helicobacter pylori. Test jest prosty w przeprowadzeniu, bardzo dokładny i czytelny, a także szybki w użyciu, wynik pojawia się w zaledwie 15 minut.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Apteo Care Test na obecność Helicobacter Pylori przeznaczony do samodzielnego wykonywania badań stwierdzającego obecność bakterii Helicobacter Pylori we krwi.

Informacje dodatkowe:

Wyrób sterylny. Należy chronić przed działaniem światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:

Nie nadaje się do użytku wewnętrznego.

Sposób użycia Testu na obecność Helicobacter Pylori Apteo Care:

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Próbkę krwi należy umieścić na kasetce testowej, dodać roztwór testujący i odczekać 15 minut (nie dłużej niż 20 minut), odczytać wynik. Dwie linie oznaczają wynik pozytywny, jedna linia wynik negatywny.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m.in. sposobu użycia, dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:

Synoptis Pharma

